

Lourdes

抱きしめて不眠症をやわらげる 「ルルド メディカルハグピロー」 発売



健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウェルネスカンパニー 株式会社アテックス(本社:大阪市 代表取締役社長 深野 道宏 以下:アテックス)は、累計販売台数1,300万台(2022年9月時点)のルルドシリーズから、不眠症をやわらげる抱き枕型の電位治療器「ルルド メディカルハグピロー (AX-BNL806)」を2022年12月20日より発売します。

抱きしめるだけで不眠症をやわらげる当製品は、全く新しい発想の睡眠アイテムです。肌触りの良い抱き枕の中には、電位治療を行うメディカルテクノロジーを搭載。身体に抱き寄せるだけで不眠症をやわらげる効果があります。



pu (パープル)

不眠症をやわらげる「家庭用電位治療」

「電位治療」とは、マイナス電位を発生させ、その中に身体を置くことで不眠症をやわらげる、医療器として認められた治療法です。当製品ではマイナス電位が発生する電位シートを内蔵。抱きしめることで電位が身体に作用し、不眠症をやわらげます。

point
1



2段階の「電位治療モード」と、治療を知らせる「振動モード」

point
2

コンディションに合わせて電圧を選べるよう、2種類（-150v/-300v）の「電位治療モード」を搭載しました。約2時間で自動オフになるタイマーも搭載し、電池の消耗を防ぎます。また電位治療は、一般的に起動中であっても身体への刺激が感じにくいものですが、当製品には電位治療中であることを知らせる「振動モード」を搭載（振動モードは、約5分自動オフ）。振動が不要な時のために、オン・オフの切り替えも可能です。



操作部

癒やしと抱き心地を追求した素材

point
3

抱き枕としても心地よく使ってほしいという思いから、こだわりの素材と仕様を詰め込みました。

こだわりの素材	位置をキープするスリット	付属品（カバー）
 <p>■ 本体生地 高密度の起毛素材でなめらかな肌触りです。</p>	 <p>■ 中材（低反発ウレタン） 身体にフィットする、もっちりとしたやわらかさの低反発素材です。</p>	 <p>■ スリット 手を差し込んで使うと身体から離れにくくなります。</p>
		 <p>■ 洗えるカバー 清涼感のあるサラサラとした肌触り、洗濯機で洗えます。</p>

point
4

充電式コードレス

リチウムイオン充電電池を搭載し、コードレスで使えます。
連続使用時間：約6時間
充電所要時間：約3.5時間

FOR WHAT KIND OF PERSON?

当社は創業当時から折りたたみベッドを販売し、マットタイプの家庭用電位治療器では販売実績 40万台*を突破しました。また、ルルドブランドでは、呼吸をガイドし、心地良い睡眠をガイドする製品「ルルドおやすみグースピー」を開発するなど、常に睡眠を考え新しい製品を開発してきました。今回の製品は睡眠を探求し、既存の考えに囚われずに完成した独自の製品です。抱き枕型の形状なので、入眠前はもちろんリビング等でのくつろぎタイムにも不眠症対策が行えます。忙しい日々でも“ながら”で使うことができるので、気軽に取り入れやすいアイテムです。

※2022年6月時点

SPEC

製品名	ルルドメディカル ハグビロー
品番	AX-BNL806pu (パープル)
価格	19,800円(税込)
サイズ	(約)W550×L265×H140 (mm)
重量	約1kg
電源	リチウムイオン充電電池
連続使用時間	約6時間
充電所要時間	約3.5時間
モード	電位治療モード (-150v・-300v) / 振動モード
タイマー	電位治療モード：約2時間自動オフ 振動モード：約5分自動オフ
付属品	充電用ACアダプター、外カバー、絶縁シート
医療器の種類	管理医療機器 (家庭用電位治療器)
医療機器認証番号	304AABZX00077000
使用目的又は効果	頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解。一般家庭で使用すること。



pu (パープル)

INFORMATION

ブランド「ルルド」について

おかげさまでルルドシリーズ累計販売台数1,300万台を突破し、癒しの総合ブランドとして女性の毎日を支える様々なアイテムをラインナップ。シリーズとして、すこやかに美しくをテーマにした「ルルドボーテ」、おうちエクササイズアイテムの「ルルドスタイル」、シンプルでスタイリッシュ、ユニセックスな「モノルルド」も新しく仲間入りしています。体と心を整えて、ウェルビーイングな毎日へ。ルルドのチャレンジは続きます。



株式会社アテックス

事業内容

家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売

本 社

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24 tel:06-6799-8100(代) fax:06-6799-8118(代)
公式サイト <https://www.atex-net.co.jp/>