

ATEX TOR

両手が自由に。“ながら”で至福のマッサージ 「ネックマッサージャー ハンズフリー」 発売



健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 恵子 以下：アテックス）は、アテックストールシリーズからベルトで体に固定することで両手を離してもマッサージができる「ネックマッサージャー ハンズフリー（AX-HP165）」を2024年3月30日より発売します。

ベルト式で簡単に装着してハンズフリーで使えるネックマッサージャーです。大きく張り出したもみ玉とアームが立体的に動いて、肩をはさみこむようにマッサージします。ブラシレスモーターを採用することで軽量・小型化を実現しました。体に固定することで製品を手で持つ必要がなく両手が自由になるため、スマホを見ながらや、作業をしながらなど“ながら”でマッサージができます。



dg（ダークグレー）

ハンズフリーで使えるネックマッサージャー

一般的にネックマッサージャーはベルトを手で持つ必要がありました。本製品では体に固定できるベルト式にすることで、両手が自由なままマッサージができます。スマホを見たり、ちょっとした作業中に“ながら”で使えます。また、コードレス式で約1.3kgの軽さで使いやすさを兼ね揃えた仕様です。

1 POINT

装着方法



バックルでカチッと装着
長さ調節も可能



デスクワーク中に



作業中に



充電式
コードレス

軽量
約**1.3kg**

そうぼうきん

僧帽筋をしっかり捉える大型もみ玉とアームで首肩コリを改善

大きく張り出したもみ玉とアームが首筋や肩口をもみほぐします。もみ玉の立体的な動きとアームの上下の動きが絡み合った多彩なもみ技で、筋肉のコリを和らげます。もみ玉はシリコン素材を使用することで、弾力がありフィット感を高めています。また、首筋に沿うようにヒーターを配置しており、温めながらマッサージができます。

2 POINT



イメージ

選べる2つのモードともみ方向

もみ速度ともみ方向が自動的に切り替わる「緩急モード」と、一定の速度で同じ方向にもむ「ふつうモード」の2つのモードを搭載しました。回転ボタンを押して、もみ方向を変更することができます。

3 POINT

モード:1 緩急

もみの速度と方向が自動的に切り替わります

モード:2 ふつう

一定の速度で同じ方向にマッサージします



ヒーター 入/切

回転切替

電源/モード切替

緩急 → ふつう → 切

ABOUT THE PRODUCT

多くのネックマッサージャーはベルトを両手で持つということが一般的ですが、「手が疲れる」「手がふさがってしまう」といったユーザーの声を聴き、開発に挑みました。本製品は体に固定することで手が自由になり、スマホなどの操作はもちろん、ちょっとした作業もマッサージを中断することなく使えます。また、もみ玉の構造も新たに考え、大きく張り出したもみ玉が首筋を捉えながら、肩口を掴む立体的なマッサージは驚きのもみ心地です。マッサージをより手軽に、日々忙しい方へ向けた提案です。



SPEC

品名	ネックマッサージャー ハンズフリー
品番	AX-HP165dg (ダークグレー)
価格	14,800円(税込)
サイズ	(約) W230 (ベルト込み: 約810mm) × L150 × H170mm
重量	約1.3kg
電源	リチウムイオン充電電池
連続使用時間	約1時間
充電所要時間	約3.5時間
タイマー	10分自動オフ
モード	緩急・ふつう
付属品	AC USBアダプター
医療機器の種類	管理医療機器 (家庭用電気マッサージ器)
医療機器認証番号	306AABZX00002000
使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する事。 (疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。)



dg (ダークグレー)

INFORMATION

ブランド「アテックストール」について

本物を知る大人たちへ

全身をマッサージする大型ソファタイプから部位別の小型マッサージャーまで、ストレス社会に暮らす大人たちに極上のリラックスタイムを届けます。落ち着いたデザインと先進機能でゆったりとした時間をお過ごしください。

株式会社アテックス

事業内容

健康・美容家電 (家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など)、
快眠生活寝具 (収納式ベッド、機能マットレスなど) の企画・開発・製造および販売

本社

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24 tel: 06-6799-8100 (代) fax: 06-6799-8118 (代)
公式サイト <https://www.atex-net.co.jp/>