


ATEX TOR

**寝ころんで強くマッサージ！
肩甲骨まわりのコリをほぐす
「マッサージクッション 肩甲骨ケア」が新登場**



健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 恵子 以下：アテックス）は、アテックストールシリーズから、肩甲骨まわりのコリをほぐす「マッサージクッション 肩甲骨ケア（AX-HC231）」を2025年10月1日より発売します。

コンパクトなマッサージクッションでありながら、寝ころび体重を乗せて肩甲骨まわりの筋肉を強くマッサージできる体重分散型の設計です。

すべてのもみ玉が肩甲骨の間に入り込んで、左右非対称に揺らすような動きで肩甲骨まわりの筋肉を揺らしてほぐします。座りながら使用する際は、付属のもみ位置調整ベルトをソファや椅子の背もたれにかけると、肩甲骨・首・腰など好みの位置に固定でき、ピンポイントのマッサージを届けます。



bk(ブラック)

POINT 1 肩甲骨の間にもみ玉がしっかり届く

これまで届きづらかった肩甲骨まわりにしっかり入るもみ玉で、コリや疲れをほぐします。



POINT 2 気になる部位に合わせて 選べる2つのモード

肩甲骨まわりをケアする左右非対称の「ゆらしモード」と、首・肩コりに適した「はさみモード」があります。



■速度にこだわった「プロもみ®」搭載

3つの速度が選べます。

1. プロもみ®

もみ玉の回転速度に緩急をつけてプロのもみ技を追求したアテックス独自のこだわり機能です。

2. ゆっくり

1分間に30回転のゆっくりとしたもみ速度です。お仕事の気分転換にもおすすめです。

3. ふつう

1分間に38回転の標準的な速度でマッサージが楽しめます。



POINT 3 「もみ位置調整ベルト」で肩甲骨の位置にフィット

調整ベルトの先についたおもりとすべり止め加工で、一人ひとり異なる肩甲骨の位置にしっかり当てることができます。



ABOUT THE PRODUCT

マッサージクッションは、その名の通りクッションのような小型マッサージ機器です。通常は背や首・肩の疲れに腰かけて使用しますが、寝ころんで体重をかけることでもむ強さが増し、それを好む方もいらっしゃいます。「マッサージクッション 肩甲骨ケア」は、体重を広く分散する設計のため、寝ころんで肩甲骨まわりを強めにもみほぐすことができます。



SPEC

品名	マッサージクッション 肩甲骨ケア
品番	AX-HC231bk (ブラック)
価格	9,900円 (税込)
サイズ	(約) W220×L270×H90mm
重量	約1kg (もみ位置調整ベルト、アダプター含まず)
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	24W
もみ速度	プロもみ・ゆっくり：約30回転 / 分 ふつう：約38回転 / 分
タイマー	10分自動オフ
付属品	ACアダプター、もみ位置調整ベルト
医療機器の種類	管理医療機器 (家庭用電気マッサージ器)
販売名	マッサージクッション C30
医療機器認証番号	306AHBZX00045000
使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 (疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解)



bk(ブラック)

INFORMATION

ブランド「アテックストール」について

本物を知る大人たちへ

全身をマッサージする大型ソファタイプから部位別の小型マッサージャーまで、ストレス社会に暮らす大人たちに極上のリラックスタイムを届けます。落ち着いたデザインと先進機能でゆったりとした時間をお過ごしください。

株式会社アテックス

事業内容

健康・美容家電 (家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など)、
快眠生活寝具 (収納式ベッド、機能マットレスなど) の企画・開発・製造および販売

本社

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24 tel:06-6799-8100(代) fax:06-6799-8118 (代)
公式サイト <https://www.atex-net.co.jp/>