

## ATEX LOURDES

### 首のコリ・疲れ<sup>※1</sup>にストレッチしながらマッサージする 「ネックマッサージピロー くびレッチ」が新登場

※1 スマートフォンやパソコンなどによる



健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス(本社:大阪市 代表取締役社長 原島 恵子 以下:アテックス)は、累計販売台数1,600万台(2026年2月)のアテックスルルドシリーズから、首をストレッチしながらマッサージする「ネックマッサージピロー くびレッチ (AX-HJ186)」を2026年4月20日より発売します。

スマートフォンやパソコンの長時間使用等により、首の前傾姿勢が日常化し、首まわりのデイリーケア需要は年々高まっています。

本製品は、寝ころぶだけの簡単な使用方法で、首をストレッチしながら、胸鎖乳突筋まわりを心地よくマッサージするネックマッサージピローです。



「もむ」動作に偏りがちな従来<sup>※2</sup>のネックマッサージャーとは異なり、ストレッチとマッサージを同時に行います。

※2 当社比較




or(テラコッタオレンジ)



gr(ウォームグレー)

## POINT 1 スマートフォンやデスクワークによる首のコリ・疲れをストレッチ&ほぐす&温める

左右にゆれる独自の動きで、首のコリ・疲れを心地よくほぐします。  
さらに、首後ろの温熱ヒーターで温めながら使用できます。



## POINT 2 首のアーチにフィットして胸鎖乳突筋<sup>きょうさきゅうとつじん</sup>まわりをマッサージ

首のアーチに基づいた形状のため、寝ころぶだけで首をストレッチできます。



首を乗せると、アーチにフィット。  
適度な柔らかさのあるクッション素材が首をやさしくサポートします。

ソフトなもみ玉と、「はさみ」「ゆらし」による独自の動きで胸鎖乳突筋まわりをほぐします。



- 自動モード**  
はさみ・ゆらしを30秒ごとに自動切り替え
- はさみモード**  
はさみもみで首をほぐす
- ゆらしモード**  
左右にゆらして首をストレッチ

**胸鎖乳突筋とは**  
耳の下から鎖骨に伸びる筋肉で、頭を支え、首の動きに関わります。スマホ操作やデスクワークで負担がかかりやすい筋肉です。

## POINT 3 座りながら首やふくらはぎにも使える

座った姿勢でも首やふくらはぎのケアにも使えます。椅子に座ったまま手軽に使えるため、工作中的のリフレッシュや、おうちのくつろぎ時間にもおすすめです。



## POINT 4 洗えるカバーと自動オフタイマー

カバーは取り外して洗えるため、衛生的に使用できます。さらに10分で自動的に電源がオフになるタイマー機能付で、リラックスタイムにも取り入れやすい設計です。



## SPEC

品名	ネックマッサージピロー くびレッチ	
品番	AX-HJ186or (テラコッタオレンジ) AX-HJ186gr (ウォームグレー)	
価格	8,800円 (税込)	or (テラコッタオレンジ)
サイズ	本体 (約) W260×L130×H135mm	
重量	約900g (アダプター含まず)	
電源コード	約2m	gr (ウォームグレー)
電源	AC100V-240V 50/60Hz	
消費電力	18W (内ヒーター4W)	
タイマー	10分自動オフ	
もみ速度	プロもみ®・ゆっくり・ふつう	
ヒーター温度	低：約40℃、高：約44℃	
適応サイズ	首、ふくらはぎ周囲30～43cm	
付属品	ACアダプター	
医療機器の種類	管理医療機器 (家庭用電気マッサージ器)	
医療機器認証番号	308AHBZX00001000	
使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 (疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛、筋肉痛の痛みの緩解)	

## INFORMATION

## ブランド「アテックスルルド」について

セルフケアで素敵な時間を

ヘルスケア・エクササイズ・ビューティ・スリープ・フェムテックのジャンルを軸に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムをラインナップ。トキメキあふれるセルフケアタイムを心ゆくまでご堪能ください。

## 株式会社アテックス

## 事業内容

健康・美容家電 (家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など)、  
快眠生活寝具 (収納式ベッド、機能マットレスなど) の企画・開発・製造および販売

## 本社

〒541-0058 大阪府中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル tel:06-7670-8600 (代) fax:06-7670-8610 (代)  
公式サイト <https://www.atex-net.co.jp/>